

Pressemitteilung | 8. März 2016

Neu bei B. Braun: Meliseptol Wipes ultra

Die alkoholfreien Tücher eignen sich speziell für die Desinfektion von Ultraschallsonden in der Gynäkologie und erreichen ihr gesamtes Wirkungsspektrum bereits nach zwei Minuten.

Melsungen/Sempach. Ab sofort bietet die B. Braun Melsungen AG die neuen alkoholfreien, viruziden Tücher Meliseptol Wipes ultra speziell für die Reinigung und abschließende Desinfektion von Ultraschallsonden an.

Die alkoholfreien, gebrauchsfertigen Tücher sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und des viruziden Wirkungsspektrums besonders für Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt geeignet. Die Inhaltsstoffe wirken gegen Bakterien, Hefepilze, Sporen, gegen Viren gemäß RKI-Empfehlung und wirken bereits nach zwei Minuten Einwirkzeit. Meliseptol Wipes ultra zeigen durch ihre nicht fixierenden Inhaltsstoffe eine gute Reinigungsleistung.

Meliseptol Wipes ultra haben eine Tuchgröße von 14 x 20 cm und sind im praktischen Tuchspender zu 100 Stück erhältlich. Die Tücher sind nach Anbruch 28 Tage haltbar.

B. Braun Melsungen AG
Sparte OPM
Postfach 11 58
34201 Melsungen
Deutschland

Neu bei B. Braun: Meliseptol Wipes ultra

Seite 2 von 2

Tel.: 0 56 61 71 33 99

Fax: 0 56 61 71 35 50

E-Mail: kundenservice@bbraun.com

www.ambulant-bbraun.de

Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bb Braun.de

Diese Information wurde in den Fachabteilungen der Sparten erstellt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an:

Andrea Thöne

Tel. (0 56 61) 71 3541

Fax (0 56 61) 75 3541

andrea.thoene@bbraun.com