

Pressemitteilung | 01. Mai 2016

Intuitiver zu bedienen: Die optimierte Sicherheits-Venenpunktionskanüle Venofix Safety

Seit 01.05.2016 hat B. Braun Melsungen AG die bisherige Sicherheits-Venenpunktionskanüle Venofix Safety durch eine neue, optimierte Venofix Safety ersetzt.

Neben der optisch anderen Gestaltung der Flügel besteht der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Produkten in dem Aussehen sowie der Art und Weise, wie der Sicherheitsmechanismus aktiviert wird. Der Sicherheitsmechanismus lässt sich intuitiver aktivieren als bei der bisherigen Variante. Ein Aktivierungsknopf ermöglicht das Auslösen des Mechanismus mit einer Hand. Der Fingerstopper verhindert, dass der Zeigefinger nach vorne in Richtung der Kanüle abrutscht. Dabei wird der Aktivierungsknopf mit dem Zeigefinger gedrückt. Gleichzeitig werden das Gehäuse und die Nadel mit Hilfe des Mittelfingers und Daumens zurückgezogen. Die Aktivierung ist spür- und hörbar. Sobald die Kanüle eingerastet ist, ist sie irreversibel vom Gehäuse umschlossen.

Informationen zur Venofix Safety sowie einen Film zur Handhabung des Produktes finden Sie auch online unter <http://www.ambulant-bbraun.de>

**Intuitiver zu bedienen: Die optimierte Sicherheits-Venenpunktionskanüle
Venofix Safety**

Seite 2 von 2

B. Braun Melsungen AG
D-34212 Melsungen
Tel.: 0 56 61 71 33 99
E-Mail: info.de@bbraun.com

Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de

Diese Information wurde in den Fachabteilungen der Sparten erstellt. Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte direkt an:

Andrea Thöne
Tel. (0 56 61) 71 3541
Fax (0 56 61) 75 3541
andrea.thoene@bbraun.com