

Norderstedt, 01.07.2021

Genius™ Infrarot-Ohrthermometer Kalibrierung und Messtechnische-Kontrolle

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihren Kauf des Genius™ Infrarot-Ohrthermometer.
Um einen korrekten Gebrauch und akkurate Messungen zu gewährleisten müssen die Genius 2 und Genius 3 Thermometer regelmäßig kalibriert werden und zusätzlich ordnungsgemäßer messtechnischer Kontrollen („MTK“) gemäß §14 MPBetreibV unterzogen werden.

Seit dem 30. Oktober 2019 haben wir in einer Sicherheitsmitteilung darüber informiert, dass sich die Kalibrierungshäufigkeit für Genius 2 und Genius 3 Thermometer auf 25 Wochen ab Herstellungsdatum und danach alle 25 Wochen geändert hat. Dies betrifft die folgenden Seriennummern:

Artikelnummer	Beschreibung	Betroffenes Produkt
303000	Genius 2 Tympanic Thermometer (nicht mehr im Angebot)	Alle nach dem 1. Oktober 2016 hergestellten Produkte; Seriennummer ≥ N16598087
303013	Tympanothermometer Genius 3	Alle nach dem 4. Dezember 2017 hergestellten Produkte; Seriennummer ≥ N17700101

Unabhängig ob Sie ein Genius™ mit einem 25- oder 52-wöchigen Kalibrierungszeitraum nutzen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie als Produktbetreiber für die entsprechende Kalibrierung verantwortlich, und Geräte mit abweichender Temperaturmessungen, die nicht sachgemäß kalibriert wurden, keinen Garantiefall darstellen.

Sollten Sie nicht über das entsprechende Prüfgerät (Artikelnr. 303097, Genius-Kalibrator) verfügen, empfehlen wir Ihnen direkt mit der Firma DISTLER Medizintechnik® in Kontakt zu treten, die sowohl die „MTK“ als auch Kalibrierungen durchführt.

*KESSEL medintim GmbH, Nordendstr. 82-84, 64546 Mörfelden-Walldorf,
Telefon : +49 (0) 6105 9769-0, E-Mail: info@distler.de,*

Weitere Informationen zur Abwicklung und Preisen entnehmen Sie bitte direkt der Website der Firma Distler unter: <https://www.distler.de/preisliste-stk-mtk/>

Sollten Sie allgemeine Fragen zur Nutzung des Genius™ haben empfehlen wir einen Blick in die neue Genius™ Thermometrie App, verfügbar für Apple- und Android-Geräte.

Mit freundlichen Grüßen,



Pia Daub

Head of Home Care & Key account management
Medical Solutions Germany



Neues Schulungstool

Genius™ Thermometrie App

Die **Genius™ Thermometrie App** wurde entwickelt, um medizinischem Fachpersonal und Medizintechnikern einen Überblick zu geben über:

1

Die Temperaturmessung im Ohr in der klinischen Praxis

2

Produktinformationen über das Genius™ 3 Ohr-Thermometer und das Genius Thermometer™ Prüfgerät / Kalibrator

3

Unterstützende Hilfsmittel und Videos

Um Zweifel auszuschließen, ersetzt diese App nicht die mit den Produkten gelieferte Gebrauchsanweisung oder die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen. Sie stellt weder einen medizinischen Rat dar noch verfolgt sie einen medizinischen Zweck. Sie dient der Unterstützung ohne Anspruch auf Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen.

Die App ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar.