

**Pressemitteilung | 26. November 2019**

## **Neue Übersicht zu Ventilen von B. Braun – verschaffen Sie sich einen Überblick!**

**Melsungen.** B. Braun hat eine neue Übersicht zu den verschiedenen Ventilen des Unternehmens erstellt.

Die Vielzahl unterschiedlicher Ventile aus dem Produktportfolio von B. Braun verunsichert ab und an Anwender bei der Auswahl des geeigneten Produktes.

Um Anwender bei der Auswahl des richtigen Ventils zu unterstützen, hat das Unternehmen eine neue Übersicht erstellt, welche die Produkte unter Berücksichtigung ihrer Anwendung und Handhabung sowie der Desinfektion voneinander abgrenzt.

Zum Beispiel ist die Abgrenzung der Membranventile Caresite, Safeflow und Ultrasite zu dem Sicherheitsventil Safsite und dem Rückschlagventil hinsichtlich der Funktionsweise, der korrekten Anwendung sowie der Wechselintervalle und der Desinfektion in der Praxis nicht jedem sofort zugänglich, auch wenn die korrekte Anwendung ausdrücklich auf der Verpackung vermerkt ist.

Die Membranventile Caresite, Safeflow und Ultrasite werden nicht mit einem Combi-Stopper verschlossen, da sich die Membran nach Dekonnection des Gegenstücks automatisch wieder verschließt. Die Desinfektion dieser Ventile kann mit der Desinfektionskappe SwabCap erfolgen. Dem entgegen müssen das Sicherheitsventil Safsite und das Rückschlagventil Infuvalve nach der

**Neue Übersicht zu Ventilen von B. Braun – verschaffen Sie sich einen Überblick!**

Seite 2 von 2

Verwendung mit einem Combi-Stopper verschlossen werden. Diese Produkte sind nicht mit der SwabCap zu desinfizieren, da die Desinfektionskappe ausschließlich für die Verwendung mit Membranventilen vorgesehen ist und nicht die Funktion eines Verschlussstopfens hat.

Die aktuelle Übersicht erhalten Sie [hier](#).

B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun-Str. 1  
D-34212 Melsungen  
Tel.: 0 56 61 71 33 99  
E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com)  
[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

---

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an:  
Andrea Rosenstock  
Tel. (0 56 61) 71 4421  
Fax (0 56 61) 75 4421  
E-Mail: [andrea.rosenstock@bbraun.com](mailto:andrea.rosenstock@bbraun.com)