

In dieser Mappe finden Sie folgendes vor:

- Verfahrensanweisung (siehe unten)
- 1 Aufkleber „UN 3091“
- 1 Aufkleber „NICHT WERFEN Medizinisches Gerät“
- 1 UPS-Paketaufkleber

Verfahrensanweisung: Was muss ich tun?

SCHRITT 1

Positionieren Sie den AED mit **eingelegerter Batterie** möglichst mittig in der **defi**check** box**. Überschüssige Polsterchips können in der Biotonne entsorgt werden. Legen Sie das Medizinproduktebuch oben auf, sofern vorhanden.

SCHRITT 2

Verschließen Sie die **defi**check** box**, indem Sie den weißen Schutzstreifen am Deckel abziehen und diesen fest andrücken.

SCHRITT 3

Kleben Sie den UN 3091-Aufkleber auf die **defi**check** box**, wie im Bild zu sehen. Kleben Sie zusätzlich den Aufkleber „NICHT WERFEN Medizinisches Gerät“ auf die **defi**check** box**, wie im Bild zu sehen.



SCHRITT 4

Kleben Sie den UPS-Versandaufkleber oben auf die **defi**check** box** und vereinbaren Sie mit UPS eine Abholung unter der Rufnummer **01806 882 663** (20 Cent/Anruf dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf). Alternativ können Sie das Paket in jedem UPS Access Point™ oder UPS Store® abgeben.

Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter 06105 – 97690 oder per Mail an info@defiplatz.de.