

**Pressemitteilung | 17. März 2016**

## **Infektionsprävention in der Infusionstherapie mit Softa Cloth CHX 2%**

**Die Einmal-Reinigungs- und Desinfektionstücher mindern das  
Infektionsrisiko und sind mit allen abwischbaren Ventilen kompatibel.**

**Melsungen.** Hinter dem Produktnamen Softa Cloth CHX 2% verbergen sich  
einzeln verpackte alkoholische Desinfektionstücher zur Reinigung und  
Desinfektion der Oberflächen medizinischer Geräte und Einmalartikel.

Zur Vorbeugung von Infektionen muss neben einer korrekten Händehygiene ein  
hygienisch einwandfreier Zustand an intravenösen Zugängen durch  
entsprechende Maßnahmen gewährleistet sein. Hier bietet sich Softa Cloth  
CHX 2% an. Mit den Tüchern lassen sich Konnektionsstellen und Ventile bei  
intravenösen Zugängen wie zum Beispiel Dreiwegehähne, Luer-Konnektoren,  
CareSite- und Safeflow-Ventile reinigen und desinfizieren.

Softa-Cloth CHX 2% sind mit 70%igem Isopropylalkohol und 2%  
Chlorhexidingluconat getränkt und sind als Medizinprodukt CE-gekennzeichnet.

B. Braun Melsungen AG  
Sparte OPM  
Postfach 11 58  
34201 Melsungen  
Deutschland  
Tel.: 0 56 61 71 33 99  
Fax: 0 56 61 71 35 50

**Infektionsprävention in der Infusionstherapie mit Softa Cloth CHX 2%**

Seite 2 von 2

E-Mail: [kundenservice@bbraun.com](mailto:kundenservice@bbraun.com)  
[www.ambulant-bbraun.de](http://www.ambulant-bbraun.de)

Informationen zu B. Braun finden Sie unter [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

---

Diese Information wurde in den Fachabteilungen der Sparten erstellt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an:

**Andrea Thöne**  
Tel. (0 56 61) 71 3541  
Fax (0 56 61) 75 3541  
[andrea.thoene@bbraun.com](mailto:andrea.thoene@bbraun.com)