

Apo-Ident löst sich von WEPA

Dresden, 11.02.2015

Mit dem NIR-Analysesystem Apo-Ident bietet die HiperScan GmbH ein hochwertiges und ausgereiftes Analysegerät für die schnelle Identifikation von Ausgangsstoffen in der Apotheke an. Dahinter steht eine durchaus komplexe und erklärungsbedürftige Technologie. Trotzdem ist die Bedienung der Geräte aus Sicht der Apotheke sehr einfach gehalten.

In den letzten Jahren haben wir dieses Gerät auch über die Firma WEPA angeboten, die es in ihrem Technikkatalog verzeichnet hat. Als Hersteller möchte die HiperScan GmbH ihre Kunden aber optimal beraten und schulen, damit die Qualität des Analysesystems Apo-Ident gewahrt bleibt, und der richtige Gebrauch gewährleistet wird. Dies ist auch den Behörden in zunehmendem Maße wichtig.

In Zukunft wird HiperScan deshalb ausschließlich direkt an seine Kunden herantreten.

„Kompetenz ist für uns sehr wichtig. Wir wollen unseren Kunden die gesamte Expertise direkt durch unsere kompetenten Mitarbeiter im Außen- und Innendienst zur Verfügung stellen“, so die Aussage von Dr. Alexander Wolter, Geschäftsführer der HiperScan GmbH aus Dresden. Das neue Konzept bietet den Vorteil, dass die Kundennähe steigt und sich der intensive Kontakt halten und weiter ausbauen lässt. Das lässt sich mit einem Mittler so nicht erreichen. Deshalb wird Apo-Ident in Zukunft nur noch direkt über HiperScan und nicht mehr über WEPA zu beziehen sein.

Über HiperScan:

Das Technologie-Unternehmen HiperScan entstand 2006 als Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme in Dresden, um die Ergebnisse von 9 Jahren Forschung für kleine Unternehmen zugänglich zu machen. Das Unternehmen HiperScan steht für hochwertige Technologien und Anwendungen zur Analyse von Stoffen im nahen Infrarotbereich. Die vom Fraunhofer Institut entwickelte neuartige Scanning-Grating-Technologie ermöglicht HiperScan Analysegeräte anzubieten, die erheblich geringere Investitionskosten verursachen bei gleichzeitiger Erweiterung des Messbereiches.

HiperScan GmbH
Weißeritzstr. 3
01067 Dresden
GERMANY
0351-212 496-0
www.hiperscan.com
info@hiperscan.com

Pressekontakt: Annett Kirmes
Phone +49-351-212-496-61
Fax +49-351-21-496-99
Email annett.kirmes@hiperscan.com