

Pressemitteilung | 23. Juni 2016

Für die Kitteltasche: Die neue SUSI-Schlauchklemme ist universell einsetzbar

Tuttlingen. Die neue SUSI-Schlauchklemme von B. Braun Aesculap ist in allen pflegerischen Bereichen der Kliniken universell einsetzbar – zum Beispiel für das Abklemmen von Schläuchen, Drainagen, Infusionsleitungen oder zum Lösen festsitzender Luer-Lock-Verbindungen, insbesondere bei Ernährungslösungen: „Die neue SUSI-Schlauchklemme hält alles fest, was festgehalten werden muss“, erklärt Andreas Bauer, Marketing Manager Steriltechnik und Hygiene. „Unsere Entwickler haben besonders darauf geachtet, dass die neue Schlauchklemme zwar fest und sicher klemmt, dabei aber auf keinen Fall – wie es gerne bei Metallklemmen geschieht – die Drainage oder die Infusionsleitung beschädigt.“

Aesculap empfiehlt die Kombination aus Verbandstoffschere (Bestellnummer BC861SU) und Schlauchklemme (AN916SU) für die pflegerischen Tätigkeiten auf den Stationen und in den Ambulanzen.

Die neue Schlauchklemme wird steril in der bekannten Packungsform mit 20 Stück geliefert.

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen
Tel.: 0 56 61 71 33 99
E-Mail: info@bbraun.com
www.bbraun.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an:
Andrea Thöne
Tel. (0 56 61) 71 3541

3. Forum i.v.-Therapie: Komplikationen: erkennen - bewerten – beherrschen

Seite 2 von 2

Fax (0 56 61) 75 3541

E-Mail: andrea.thoene@bbraun.com