

## Was ist die deficheck box?

Ein AED muss laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung **spätestens alle 24 Monate** einer Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) unterzogen werden.

Mit der **deficheck box** lässt sich die STK komfortabel und rechtssicher beauftragen.

Die Sondervorschrift 188 (SV 188) nach ADR für die Beförderung von Lithium-Batterien wird mit der Nutzung der **deficheck box** eingehalten.

Mit der Bestellung erhält der Kunde folgende Leistungen:

- **Versandmaterial**  
1 wiederverschließbarer Karton 2-wellig, 38 x 38 x 40 cm  
mit Polstermaterial und Versandaufkleber UN3091
- **UPS Versand**  
ADR-konformer Versand für Li-Ion-Batterien (3-Versandwege)
  1. **deficheck box** → Kunde
  2. **deficheck box** mit AED → Servicewerkstatt
  3. **deficheck box** mit AED → Kunde
- **Sicherheitstechnische Kontrolle nach § 11 MPBetreibV**  
STK am eingesendeten Defibrillator  
mit Protokoll, Servicekarte und Prüfaufkleber  
Dienstleistung zertifiziert nach DIN EN ISO 13485
- **Erinnerungsmail vor Ablauf des Verbrauchsmaterials**  
Wir informieren Sie rechtzeitig über einen anstehenden  
Wechsel der Defibrillationselektroden.
- **Erinnerungsservice vor Fälligkeit der nächsten STK**  
Wir informieren Sie rechtzeitig nach 23 Monaten,  
dass eine erneute STK ansteht.
- **10 % Rabattcode für Bestellungen bei defiplatz.de**  
Zubehör und Verbrauchsmaterial zu Ihrem AED finden Sie  
in unserem Onlineshop unter [www.defiplatz.de](http://www.defiplatz.de)