

**Pressemitteilung | 2. März 2022**

## Caresite Membranventil: Neuer Anwendungsfilm visualisiert positives Spülvolumen

Ein neuer Anwendungsfilm, der ab sofort auf der Caresite-Produktwebsite zu finden ist, verdeutlicht den Effekt eines positiven Spülvolumens. Das ist ein entscheidendes Merkmal des nadelfreien Caresite Membranventils. Der Vorteil: Bei der Dekonnektion einer Spritze oder anderen Infusionszubehörs wird Flüssigkeit in die Vene abgegeben. So wird die Katheterspitze mit Flüssigkeit gespült und das Risiko von intravenösen Katheterverschlüssen verringert.

Das Caresite Ventil ist ein nadelfreies Membranventil für die Infusionstherapie. Es verfügt über ein transparentes Gehäuse, was eine gute Sichtkontrolle ermöglicht. Dank der glatten Oberfläche lässt es sich besonders leicht desinfizieren. Ein weiterer Pluspunkt ist der flexible Einsatz und die einfache Handhabung: Das Ventil ist nicht nur als einzelnes Produkt verfügbar, sondern auch mit fest verbundener Verlängerungsleitung und festverklebter Y- Zuspritzmöglichkeit an der Portkanüle. Eine einfache Umdrehung genügt,

Caresite® Membranventil: Neuer Anwendungsfilm visualisiert positives Spülvolumen

Seite 2 von 2

um die Spritze auf das Ventil zu schrauben und eine sichere Verbindung herzustellen.

Den Anwendungsfilm finden Sie auf der Produktseite von Caresite unter der Rubrik „Interessante Videos“: [www.bbraun.de/de/products/b/caresite](http://www.bbraun.de/de/products/b/caresite)